

OK-2024: *Campylobacter* - fjørfe - besetningsprøver

Skjemaet fylles kun ut hvis ikke elektronisk prøveskjema benyttes (EPI,

Hvis det benyttes Veterinærinstituttets webportal Elektronisk Prøvesvar og Innsending (EPI) (<https://epi.vetinst.no>), trenger du ikke å vedlegge dette skjema. Prøven må da kun merkes med EPI forsendelsesnummeret du får oppgitt i forbindelse med registreringen + produsentnummer + dagens dato.

Eier:
Prøvetakingsdato:

Produsent-nr.												
Navn												
Adresse												
Postnr. og sted												
Eiers e-post												

NB! Fyll inn eiers e-post adresse slik at kopi av prøvesvaret kan sendes eier på e-post ved funn av *Campylobacter*.

Prøvetaker:

Navn		Mobil	
------	--	-------	--

Flokk ID:

Klekkeår	Klekkeuke	Flokknr.	Nummeret består av de to siste siffer i klekkeår + klekkeuke + et tosifret flokknummer. Eksempel: 212302 er en flokk klekket uke 23 i 2021, og som er din andre flokk i år. Hvis flokken deles og settes inn i flere hus/enheter, skal de ha forskjellige flokknr og det skal tas prøve fra hver enhet.
Hus ID:			

Slakting:

Antatt slaktedato		Hvis flokken slaktes i flere omganger: Dette er omgang nr:	
-------------------	--	--	--

Slakteri:

<input type="checkbox"/> Nortura Hærland	<input type="checkbox"/> Norsk Kylling	<input type="checkbox"/> Ytterøykylling
<input type="checkbox"/> Nortura Elverum	<input type="checkbox"/> Nærbø Kyllingslakt	<input type="checkbox"/> Gårdsand

NB! Alle felter i skjemaet må fylles ut! Det fylles ut ett skjema per flokk.

NB! Det er svært viktig at prøvene er av god kvalitet og tas på riktig måte. Er prøvematerialet uegnet kan prøven bli avvist. Se side 2 om prøvetaking.

Pakking og forsendelse av prøver

- Det er viktig at prøvene tas tidlig på dagen og i henhold til tabellen med ukedager på neste side. De skal sendes med posten samme dag og leveres i post i butikk eller ved postkontoret. Ikke i rød postkasse. Det er viktig å sjekke innleveringsfrister på det lokale postkontoret slik at sendingen går videre til laboratoriet samme dag som prøven er tatt og at sporingsnummeret til forsendelsen blir tatt vare på av produsent.
- Prøvene fra ett hus/én flokk legges i ett rør som merkes med produsentnummer + dagens dato.
- Dersom flere flokker/hus prøvetas samtidig, skal disse sendes inn i hver sin konvolutt.
- **Tilsendt returlapp klistres på** («Retur ekspress»).
Viktig at det benyttes adresselapper for 2024. Dersom gamle adresselapper benyttes er ikke strekkoden på adresselappen gyldig: Sendingen kan bli forsinket og overvåkningsprogrammet belastes ekstra portokostnader.
- Pakken sendes til Veterinærinstituttet, Molekylærbiologi, Arboretveien 57, 1433 Ås.
- Det er best å kontakte laboratoriet på mail 116rutine@vetinst.no . Ev tlf 482 79 436 dersom du ikke får svar på mail eller det er særskilte hastesaker som trenger rask avklaring.

OK-2024: *Campylobacter* - fjørfe - besetningsprøver

Formål

Campylobacter er en gruppe bakterier som kan gi sykdom hos mennesker. Fjørfe kan være friske smittebærere av slike bakterier, og fjørfekjøtt er internasjonalt regnet som en viktig smittekilde til mennesker. I 2001 ble en handlingsplan mot *Campylobacter* i norsk slaktekylling etablert for å redusere antallet slaktekyllingflokker som går positive for *Campylobacter* ut på ferskvaremarkedet. De aller fleste positive flokker (ca. 80 %) forekommer i sommerhalvåret.

Prøvetaking

Prøvetakingen starter fire til seks dager før av flokker som slaktes fra og med mandag 1. mai og til og med 31. oktober.

- Dersom flokken slaktes i flere omganger skal det tas prøver som beskrevet nedenfor før hver slakteomgang (med mindre det slaktes to påfølgende dager, da trenger man kun å ta en prøve).
- Prøvetakingsutstyr for én flokk består av 10 bomullspinner og et prøveglass.
- Prøven tas - og sendes inn - fire til seks dager før slakting i henhold til tabellen:

Slaktedag:	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Prøven tas og sendes:	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag

- Hver bomullspinne stikkes ned i én fersk avføringskladd på gulvet. Dette skal helst være blindtarmstømminger (brune avføringskladder uten hvite uratkrystaller). Se **Bilde 1**.
 - Bomullspinnen stikkes ned i avføringen, dreies rundt og tas ut igjen på en slik måte at noe materiale følger med bomullspinnen (**ikke bruk bomullspinnene som en spade, slik at altfor mye avføring kommer ned i glasset**). Se **Bilde 2** for korrekt prøvemengde.
 - Bomullspinnen stikkes deretter umiddelbart ned i prøveglasset, pinnen må brytes av slik at lokket kan skrues godt på til slutt.
- Dette gjøres 10 ganger fordelt over hele huset. Samme prøveglass benyttes til alle 10 bomullspinnene.



Bilde 1



Bilde 2

Dersom du har spørsmål, kontakt ditt lokale Mattilsyn på tlf 22 40 00 00.